

EC STER Spray - Ազատ ռադիկալներով մանրէազերծման համակարգ Արագ գործող ցողվող մանրէազերծիչ՝ փոքր մակերեսների և սարքերի համար

ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

CE 0546

Բժշկական սարքերի
գրանցամատյանի համար՝ 1276104
116 դասի բժշկական սարք



ԱՐԱԳ

Մանրէազերծում է ընդամենը 5 վայրկյան
շփմամբ՝ բնափոխելով ախտածին
միկրոօրգանիզմների սպիտակուցային
կառուցվածքը:

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ

Չի օքսիդացնում մետաղական
մակերեսները, չի ներկում և բծեր կամ
հետքեր չի թողնում:

ԱՆՎՏԱՆԳ

Պարզ շփմամբ ապասկտիվացնում է
ախտածին միկրոօրգանիզմները՝
կանխելով դրանց տարածումը և
վերացնելով աղտոտման վտանգը:
Անհոտ է և գրգռիչ գոլորշիներ չի
առաջացնում:

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ

Օգտագործված լուծույթը
համապատասխանում է կոյուղի
արտահոսքի համար օրենքով սահմանված
թույլատրելի սահմաններին:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒՄ

EC STER SPRAY-ը սառը
մանրէազերծման քիմիական
փոշենման միջոց է: Կիրառվում է
ցողման եղանակով՝ ինվազիվ և ոչ
ինվազիվ բժշկական սարքերի, փոքր
մակերեսների, վիրահատական
սեղանների, ատամնաբուժական
կայանքների, գործիքների
հենարանների և բժշկական
սարքավորումների արագ
մանրէազերծման համար:
Մանրէազերծող լուծույթը
պատրաստվում է անմիջապես
տրամադրվող 750 մլ տարայում:

ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐԻՉ ԵՎ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ
- Վերականգնող ակտիվությամբ
ազատ ռադիկալներ, որոնք
առաջանում են հատուկ մատրիցից՝
հիմնային pH ունեցող ջրային
միջավայրում:

- Էլեկտրոնների փոխանցում, որոնք
փոխազդում են ախտածինների
կառուցվածքի հետ՝ առաջացնելով
անդառնալի քիմիական վնասում և
դրանց անհապաղ ոչնչացում:

ԴԵՂԱՉԱՓ
3,5 գ՝ 1 լիտր ջրի համար (0,35%)

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՍՊԵԿՏՐ

- գրամդրական և գրամբացասական
բակտերիաներ,
- տուբերկուլոզի միկոբակտերիաներ,
- վիրուսներ (ներառյալ ՄԻԱՎ, HBV և
HCV),
- սպորներ,
- սնկեր:

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ՝ 5
վայրկյան

ԼՈՒՃՈՒՅԹԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
7 օր

ՓՈՇՈՒ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
24 ամիս

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌՈՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

• Մի քանի վայրկյանում մանրէազերծում է
մշակվող սարքերն ու մակերեսները
կանխում է օպերատորի աղտոտման
վտանգը, քանի որ պարզ շփմամբ
ապասկտիվացնում է ախտածին
միկրոօրգանիզմները և կանխում դրանց
տարածումը:

• Հիմնային pH-ը և ռադիկալների
վերականգնող ակտիվությունը կանխում են
օքսիդացումը և չեն խախտում
մակերեսների ու գործիքների
ամբողջականությունը՝ միջոցը չի ներկում և
հետքեր չի թողնում:

• Միադեղաչափ սրվակը հեշտացնում է
ակտիվ լուծույթի պատրաստումը՝ փոշին
լուծվում է անմիջապես տրամադրվող
ցողիչով տարայի մեջ:

• Փոշին լուծվում է սենյակային
ջերմաստիճանի ծորակի ջրում:
Վերջնական լուծույթը ստանում է շատ բաց
դեղին գույն, որը հաստատում է
ազդեցության սկիզբը՝ գույնը
պայմանավորված է ռադիկալների
էլեկտրոնային լարվածությամբ:

• Լուծույթն անհոտ է և աշխատանքային
միջավայրում գոլորշիներ չի արտազատում:

• Ակտիվ լուծույթը մաշկի հետ շփման
դեպքում չի գրգռում այն (փոշու շփումը
խոնավ մաշկի հետ կարող է գրգռում
առաջացնել):

• Օգտագործված լուծույթը
համապատասխանում է կոյուղի
արտահոսքի համար օրենքով սահմանված
թույլատրելի սահմաններին:

Ազատ ռադիկալներով մանրէազերծման
համակարգն արտոնագրված է:

ԿՈՐ 5230/26

Փաթեթը պարունակում է՝
- 10 միադեղաչափ սրվակ՝ յուրաքանչյուրը
2,6 գ (1 սրվակ՝ 750 մլ լուծույթի համար),
- 1 հատ 750 մլ տարա՝ ցողիչով:

ՕԳՏԱԳՐՈՇՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Ակտիվ լուծույթի պատրաստում



01

750 մլ B տարան լցրեք ջրով:
Կարելի է օգտագործել
սենյակային ջերմաստիճանի
ծորակի ջուր:



02

A սրվակի 2,6 գ փոշին լցրեք
նախապես ջրով լցված 750 մլ B
տարայի մեջ:



03

B տարան փակեք ցողիչով և լավ
թափահարեք՝ փոշու լուծվելը
հեշտացնելու համար: Սպասեք
մոտ 10 րոպե: Լուծույթը կստանա
բնորոշ բաց դեղին գույնը, որը
հաստատում է մանրէազերծող
ազդեցության սկիզբը: (Եթե
ծորակի ջրի կարծրությունը
գերազանցում է 20°f-ը, լուծույթը
կարող է պղտոր լինել):

04

Ստացված լուծույթն ակտիվ է և
պատրաստ օգտագործման:
Պիտանի է պատրաստումից հետո
7 օր:

Մակերեսների մանրէազերծում



05

Լուծույթը առատորեն ցողեք
մանրէազերծման ենթակա
մակերեսներին:

06

Սպասեք ազդեցության
ժամանակը (5 վայրկյան) և
ջորացրեք:

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՐ