

EC STER Spray - Эркин радикалдар менен стерилдөө системасы

Чакан беттер жана буюмдар үчүн тез таасир этүүчү спрей-стерилдөөчү каражат

ПАТЕНТТЕЛГЕН СИСТЕМА

CE 0546

Медициналык буюмдардын
реестриндеги номери: 1276104
IIb класстагы медициналык буюм



ТЕЗ

Патогендик микроорганизмдердин
белоктук түзүлүшүн денатурациялап,
болгону 5 секундалык тийишүүдө
стерилдейт.

ШАЙКЕШ

Металл беттерди кычкылдандырбайт,
боёбойт жана так же из калтырбайт.

КООПСУЗ

Жөнөкөй тийишүүдө патогендик
микроорганизмдерди активсиздендирет,
алардын миграциясын алдын алат жана
контаминация коркунучун жокко чыгарат.
Жытсыз, дүүлүктүрүүчү бууланууларды же
бууларды пайда кылбайт.

ЭКОЛОГИЯЛЫК

Колдонулган эритме канализацияга төгүү
үчүн мыйзамда белгиленген чектерге
ылайык келет.

ЖАЛПЫ СҮРӨТТӨМӨ ЖАНА КОЛДОНУЛУШУ

EC STER SPRAY - муздак стерилдөө
үчүн химиялык порошок каражат.
Инвазивдүү жана инвазивдүү эмес
медициналык буюмдарды, чакан
беттерди, операциялык столдорду,
стоматологиялык орнотмолорду,
аспап текчелерин жана медициналык
жабдууларды тез стерилдөө үчүн
спрей түрүндө колдонулат.
Стерилдөөчү эритме түздөн-түз
берилген 750 мл флакондо
даярдалат.

АКТИВДҮҮ КОМПОНЕНТ ЖАНА ТААСИР МЕХАНИЗМИ

- Щелочтуу pH бар суу чөйрөсүндө
атайын матрицадан пайда болгон,
калыбына келтирүүчү активдүүлүгү
бар эркин радикалдар.
- Патогендердин түзүлүшү менен
реакцияга кирген электрондордун
өтүшү кайтарылгыс химиялык
бузулууга жана алардын дароо жок
болушуна алып келет.

ДОЗАСЫ

1 литр сууга 3,5 г (0,35%)

ТААСИР СПЕКТРИ

- грамоң жана грамтерс бактериялар;
- кургак учуктун микобактериялары;
- вирустар (HIV, HBV жана HCV кошо);
- споралар;
- козу карындар.

ТААСИР УБАКТЫСЫ: 5 секунда

ЭРИТМЕНИН ТУРУКТУУЛУГУ

7 күн

ПОРОШОКТУН ЖАРАКТУУЛУК МӨНӨТҮ

24 ай

КАСИЕТТЕРИ ЖАНА АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ

- Иштетилген буюмдарды жана беттерди
бир нече секундада стерилдейт; жөнөкөй
тийишүүдө патогендик микроорганизмдерди
активсиздендирип, алардын миграциясын
алдын алуу менен оператордун
контаминация коркунучун жокко чыгарат.
- Щелочтуу pH жана радикалдардын
калыбына келтирүүчү активдүүлүгү
кычкылданууну алдын алат, беттердин
жана аспаптардын бүтүндүгүн бузбайт;
боёбойт жана из калтырбайт.
- Бир дозалуу флакон активдүү эритмени
даярдоону жеңилдетет; порошок түздөн-түз
берилген чачкыч менен жабдылган
флакондо эритилет.
- Порошок бөлмө температурасындагы кран
суусунда эрийт. Даяр эритме таасирдин
башталганын ырастаган өтө ачык сары
түскө өтөт; түс радикалдардын электрондук
чыңалуусунан пайда болот.
- Эритме жытсыз жана иш чөйрөсүнө буу
бөлүп чыгарбайт.
- Активдүү эритме териге тийгенде
дүүлүктүрбөйт (порошок нымдуу териге
тийсе, дүүлүктүрүшү мүмкүн).
- Колдонулган эритме канализацияга төгүү
үчүн мыйзамда белгиленген чектерге
ылайык келет.

**Эркин радикалдар менен стерилдөө
системасы патенттелген.**

КОД 5230/26

Бир таңгакта:

- ар бири 2,6 г болгон 10 бир дозалуу флакон
(1 флакон 750 мл эритме үчүн);
- чачкыч менен 1 даана 750 мл флакон.

КОЛДОНУУ НУСКАМАСЫ

Ак тивдүү эритмени даярдоо



01

750 мл В флаконун суу менен
толтуруңуз. Бөлмө
температурасындагы кран суусун
колдонсо болот.



02

А флаконундагы 2,6 г порошокту
алдын ала суу менен толтурулган
750 мл В флаконуна салыңыз.



03

В флаконун чачкыч менен
жабыңыз жана порошоктун эришин
жеңилдетүү үчүн жакшылап
чайкаңыз. Болжол менен 10 мүнөт
күтүңүз. Эритме стерилдөөчү
таасирдин башталганын ырастаган
мүнөздүү ачык сары түскө өтөт.
(Кран суусунун катуулугу 20°f тен
жогору болсо, эритме булуттуу
болушу мүмкүн).

04

Алынган эритме активдүү жана
колдонууга даяр. Даярдалгандан
кийин 7 күн жарактуу.

Беттерди стерилдөө



05

Стерилдене турган беттерге
эритмени мол чачыңыз.

06

Таасир убактысын (5 секунда)
күтүңүз жана кургатыңыз.

МААЛЫМАТ МЕДИЦИНАЛЫК КЫЗМАТКЕРЛЕР ҮЧҮН АРНАЛГАН