

EC STER Spray - Еркін радикалдармен стерильдеу жүйесі

Шағын беттер мен жабдықтарға арналған тез әсер ететін стерильдеуші спрей

ПАТЕНТТЕЛГЕН ЖҮЙЕ

CE 0546

Медициналық бұйымдар
тізіліміндегі нөмірі: 1276104
IIb сыныпты медициналық бұйым



ЖЫЛДАМ

Патогендік микроорганизмдердің
ақуыздық құрылымын денатурациялап,
небәрі 5 секунд жанасуда стерильдейді.

ҮЙЛЕСІМДІ

Металл беттерді тотықтырмайды,
боямайды, дақ немесе із қалдырмайды.

ҚАУІПСІЗ

Жай жанасуда патогендік
микроорганизмдерді белсенділігінен
айырады, олардың таралуын
болдырмайды және контаминация қаупін
жояды.
Иіссіз, тітіркендіргіш газ немесе бу
шығармайды.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ

Пайдаланылған ерітінді кәрізге төгу үшін
заңда белгіленген шектерге сәйкес келеді.

ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ

EC STER SPRAY - суық стерильдеуге
арналған химиялық ұнтақ.
Инвазиялық және инвазиялық емес
медициналық бұйымдарды, шағын
беттерді, операциялық үстелдерді,
стоматологиялық қондырғыларды,
құрал сөрелерін және медициналық
жабдықтарды жылдам стерильдеу
үшін спрей түрінде қолданылады.
Стерильдеуші ерітінді жинақтағы 750
мл құтыда тікелей дайындалады.

БЕЛСЕНДІ КОМПОНЕНТ ЖӘНЕ ЭСЕР ЕТУ МЕХАНИЗМІ

- Сілтілі pH бар сулы ортада арнайы
матрицадан түзілетін
тотықсыздандырғыш белсенділігі бар
еркін радикалдар.
- Патогендердің құрылымымен
әрекеттесетін электрондардың берілуі
қайтымсыз химиялық зақымдануға
және олардың дереу жойылуына
әкеледі.

ДОЗАСЫ

1 литр суға 3,5 г (0,35%)

ЭСЕР ЕТУ СПЕКТРІ

- грамоң және грамтеріс бактериялар;
- туберкулез микобактериялары;
- вирустар (HIV, HBV, HCV қоса);
- споралар;
- саңырауқұлақтар.

ЭСЕР ЕТУ УАҚЫТЫ: 5 секунд

ЕРІТІНДІНІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

7 күн

ҰНТАҚТЫҢ ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ

24 ай

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

- Бірнеше секундта стерильдейді.
Ерітіндімен жай жанасу патогендерді
белсенділігінен айырып, олардың таралуын
болдырмайды және оператордың
контаминация қаупін жояды.
 - Сілтілі pH және радикалдардың
тотықсыздандырғыш белсенділігі металл
беттерді тотықтырмайды, бұйымдардың
тұтастығын сақтайды және дақ
қалдырмайды.
 - Бір дозалы құтылар ерітіндіні тікелей
спрей құтысында оңай дайындауға
мүмкіндік береді.
 - Ұнтақ бөлме температурасындағы құбыр
суында өздігінен ериді. Ерітінді әсердің
басталғанын растайтын ашық сары түске
енеді; бұл түс радикалдардың электрондық
кернеуінен пайда болады.
 - Ерітінді иіссіз, улы бу шығармайды және
желдету жүйесін қажет етпейді.
 - Белсенді ерітінді теріні тітіркендірмейді.
Ұнтақ дымқыл терімен жанасқанда
тітіркендіруі мүмкін; көзге тигізбеңіз.
 - Пайдаланылған ерітінді кәрізге төгу үшін
заңда белгіленген шектерге сәйкес келеді.
- Патенттелген жүйе.

ҚОЛДАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Стерильдеуші ерітіндіні дайындау



01

В құтысына 750 мл су құйыңыз.



02

А құтысындағы 2,6 г ұнтақты су
құйылған В құтысына қосыңыз.



03

Бүріккішті бұрап жабыңыз және
шайқаңыз. 10 минут күтіңіз: ерітінді
әсердің басталғанын растайтын
ашық сары түске енеді. Су
кермектігі 20°F-тен (француз
градусы) жоғары болса, ерітінді
лайлануы мүмкін.

04

Ерітінді 7 күн бойы белсенді болып
қалады.

Беттерді стерильдеу



05

Өңделетін бетке молынан бүркіңіз.

06

5 секунд күтіп, кептіріңіз.

КОД СИПАТТАМАСЫ

5230/26 2,6 г-нан 10 құты (әрқайсысы 750
мл ерітіндіге) + 750 мл-лік 1 бүріккіш құты

Қосымша ақпарат алу үшін техникалық деректер парағын қараңыз.