

EC STER Spray - Erkin radikallar bilen sterilizasiya ulgamy

Kiçi üstler we enjamlar üçin çalt täsir edýän spreý sterilizasiya serişdesi

PATENTLENEN ULGAM

CE 0546

Lukmançylyk enjamlarynyň reýestr belgisi: 1276104
IIB klasly lukmançylyk enjamy



ÇALT

Patogen mikroorganizmleriň belok gurluşyny denaturasiya edip, bary-ýogy 5 sekunt galtaşmada sterilizasiya edýär.

GABAT GELÝÄN

Metal üstleri oksidlendirmeýär, reňklemeýär we tegmil ýa-da yz galdyрмаýär.

HOWPSUZ

Ýönekeý galtaşmada patogen mikroorganizmleri işjeňsizleşdirýär, olaryň ýaýramagynyň önüni alýar we kontaminasiya töwekgelçiligini aradan aýyrýar. Yssyzdyr, gyjyndyryjy gazlary ýa-da buglary döretmeýär.

EKOLOGIK

Ulanylan ergin kanalizasiya akdyrmak üçin kanun bilen kesgitlenen çäklere laýyk gelýär.

UMUMY BEÝANY WE ULANYLYŞY

EC STER SPRAY sowuk sterilizasiya üçin himiki poroşok serişdesidir. Inwaziw we inwaziw däl lukmançylyk enjamlaryny, kiçi üstleri, operasiya stollaryny, stomatologik enjamlary, gural tekjelerini we lukmançylyk abzallaryny çalt sterilizasiya etmek üçin spreý görnüşinde ulanylýar. Sterilizasiya ergini gönüden-göni üpjün edilen 750 ml flakonda taýýarlanýar.

İSJEŇ DÜZÜM WE TÄSIR MECHANIZMI

- Aşgar pH-li suwly gurşawda ýörite matrisadan emele gelýän dikeldiji işjeňligi bolan erkin radikallar.
- Patogenleriň gurluşy bilen täsirleşýän elektronlaryň geçirilmegi yzyna gaýtaryp bolmaýan himiki zeperlenmä we olaryň derrew ýok edilmegine getirýär.

DOZA

1 litr suwa 3,5 g (0,35%)

TÄSIR SPEKTRI

- gram-oňyn we gram-otrisatel bakteriýalar;
- inçekeseliň mikobakteriýalary;
- wiruslar (HIV, HBV we HCV hem şol sanda);
- sporalar;
- kömelekler.

TÄSIR WAGTY: 5 sekunt

ERGINIŇ DURNUKLYLYGY

7 gün

POROŞOGYŇ ÝARAMLYLYK

MÖHLETI

24 aý

HÄSIYETLER WE ARTYKMAÇLYKLAR

- İşlenip bejerilýän enjamlary we üstleri birnäçe sekuntta sterilizasiya edýär; ýönekeý galtaşmada patogen mikroorganizmleri işjeňsizleşdirip we olaryň ýaýramagynyň önüni alyp, operatoryň kontaminasiya töwekgelçiligini aradan aýyrýar.
- Aşgar pH we radikallaryň dikeldiji işjeňligi oksidlenmegiň önüni alýar, üstleriň we gurallaryň bitewüligini bozmaýar; reňklemeýär we yz galdyрмаýär.
- Bir dozaly flakon işjeň ergini taýýarlamagy ýeňilleşdirýär; poroşok gönüden-göni üpjün edilen spreý pürküşisi bilen enjamlaşdyrylan flakonda eredilýär.
- Poroşok otag temperaturasyndaky kran suwunda ereýär. Taýýar ergin täsiriň başlanandygyny tassyklaýan örän açyk sary reňk alýar; reňk radikallaryň elektron dartgynlygyndan döreýär.
- Ergin yssyzdyr we iş gurşawyna bug çykarmaýär.
- İşjeň ergin deri bilen galtaşanda gyjyndyрмаýär (poroşogyň cygly deri bilen galtaşmagy gyjyndyрма döredip biler).
- Ulanylan ergin kanalizasiya akdyrmak üçin kanun bilen kesgitlenen çäklere laýyk gelýär.

Erkin radikallar bilen sterilizasiya ulgamy patentlenendir.

ULANYŞ GÖZÜKDİRİJISI

İsjeň erginiň taýýarlanyşy



01

750 ml göwrümlü B flakonyny suw bilen dolduryň. Otag temperaturasyndaky kran suwuny ulanyp bolýar.



02

A flakondaky 2,6 g poroşogy önünden suw bilen doldurylan 750 ml B flakona guýuň.



03

B flakonyny spreý pürküşisi bilen ýapyň we poroşogyň eremegini ýeňilleşdirmek üçin gowy çaykaň. Takmynan 10 minut garaşyň. Ergin sterilizasiya täsiriniň başlanandygyny tassyklaýan häsiýetli açyk sary reňki alar. (Kran suwunyň gatylygy 20°f-den ýokary bolsa, ergin bulanyk görünüp biler).

04

Alnan ergin işjeňdir we ulanmaga taýýardyr. Taýýarlanylandan soň 7 gün ýaramlydyr.

Üstleriň sterilizasiyasý



05

Ergini sterilizasiya edilmeli üstlere bol mukdarda pürküň.

06

Täsir wagtyna (5 sekunt) garaşyň we guradyň.

KOD 5230/26

Bir gapda:

- her biri 2,6 g bolan 10 dozaly flakon (1 flakon 750 ml ergin üçin);
- spreý pürküşijili 1 sany 750 ml flakon.

MAGLUMAT LUKMANÇYLYK IŞGÄRLERI ÜÇIN NIÝETLENENDIR